

## Checkliste Erste Hilfe Koffer nach DIN 13157

Nr.	Benötigt	Soll-Menge	Artikelbezeichnung	Ausführung
1		1	<b>Heftpflaster</b>	500cm x 2,5cm, Spule mit Außenschutz, thermoresistenter Kleber
2		8	<b>Wundschnellverband</b>	10cm x 6cm, staubgeschützt verpackt
3		4	<b>Fingerkuppenverband</b>	staubgeschützt verpackt
4		4	<b>Fingerverband</b>	12cm x 2cm, staubgeschützt verpackt
5		4	<b>Pflasterstrips</b>	1,9cm x 7,2cm, staubgeschützt verpackt
6		8	<b>Pflasterstrips</b>	2,5cm x 7,2cm, staubgeschützt verpackt
7		1	<b>Verbandpäckchen</b>	starre oder elastische Fixierbinde mit festen Kanten; 300cm x 6cm mit Kompresse 6cm x 8cm; Saugkapazität: mind. 800 g/m <sup>2</sup> , steril verpackt
8		3	<b>Verbandpäckchen</b>	starre oder elastische Fixierbinde mit festen Kanten; 400cm x 8cm mit Kompresse 12cm x 8cm; Saugkapazität: mind. 800 g/m <sup>2</sup> , steril verpackt
9		1	<b>Verbandpäckchen</b>	starre oder elastische Fixierbinde mit festen Kanten, 400cm x 10cm mit Kompresse 12cm x 10cm; Saugkapazität: mind. 800 g/m <sup>2</sup> , steril verpackt
10		1	<b>Verbandtuch</b>	80cm x 60cm, Saugkapazität mind. 125 g/m <sup>2</sup> Flächengewicht: mind. 90 g/m <sup>2</sup>
11		6	<b>Kompresse</b>	10cm x 10cm, Saugkapazität mind. 800 g/m <sup>2</sup> , maximal paarweise steril verpackt
12		2	<b>Augenkompresse</b>	5cm x 7cm, Gewicht: mind. 1,5 g/Stück, einzeln steril verpackt
13		1	<b>Kälte - Sofortkompresse</b>	mindestens 200cm <sup>2</sup> , ohne Vorkühlung, vorgegebene Lagerbedingungen beachten
14		1	<b>Rettungsdecke</b>	mindestens 210cm x 160cm, Mindestfoliendicke 12 µm, dauerhaft metallisierte Polyester-folie oder Material mit mindestens gleichwertigen Eigenschaften in Bezug auf Reflexionsvermögen, Temperaturbeständigkeit, nahtlos, mit Aluminium bedampft, Rückseite farbig, staubgeschützt verpackt
15		2	<b>Fixierbinde</b>	400cm x 6cm, einzeln staubgeschützt verpackt
16		2	<b>Fixierbinde</b>	400cm x 8cm, einzeln staubgeschützt verpackt
17		2	<b>Dreiecktuch</b>	96cm x 96cm x 136cm, staubgeschützt verpackt
18		1	<b>Schere</b>	mindestens 18cm lang, kniegebogen, nicht rostend
19		2	<b>Folienbeutel</b>	Mindestgröße 30cm x 40cm, Mindestfoliendicke 45 µm, verschließbar, aus Polyethylen
20		5	<b>Vliesstoff-Tuch</b>	mindestens 20cm x 30cm, flächenbezogene Masse mind. 15 g/m <sup>2</sup>
21		4	<b>Medizinische Einmalhandschuhe</b>	nahtlos, groß, staubgeschützt verpackt
22		1	<b>Erste-Hilfe-Broschüre</b>	Der Informationsgehalt der Broschüre muss mindestens eine „Anleitung zu Ersten Hilfe“ beinhalten.
23		1	<b>Inhaltsverzeichnis</b>	

Datum:

Name: