

Checkliste Erste Hilfe Koffer nach DIN 13169

Nr.	Benötigt	Soll-Menge	Artikelbezeichnung	Ausführung
1		2	Heftpflaster	500cm x 2,5cm, Spule mit Außenschutz, thermoresistenter Kleber
2		16	Wundschnellverband	10cm x 6cm, staubgeschützt verpackt
3		8	Fingerkuppenverband	staubgeschützt verpackt
4		8	Fingerverband	12cm x 2cm, staubgeschützt verpackt
5		8	Pflasterstrips	1,9cm x 7,2cm, staubgeschützt verpackt
6		16	Pflasterstrips	2,5cm x 7,2cm, staubgeschützt verpackt
7		2	Verbandpäckchen	starre oder elastische Fixierbinde mit festen Kanten; 300cm x 6cm mit Kompresse 6cm x 8cm; Saugkapazität: mind. 800 g/m ² , steril verpackt
8		6	Verbandpäckchen	starre oder elastische Fixierbinde mit festen Kanten; 400cm x 8cm mit Kompresse 12cm x 8cm; Saugkapazität: mind. 800 g/m ² , steril verpackt
9		2	Verbandpäckchen	starre oder elastische Fixierbinde mit festen Kanten, 400cm x 10cm mit Kompresse 12cm x 10cm; Saugkapazität: mind. 800 g/m ² , steril verpackt
10		2	Verbandtuch	80cm x 60cm, Saugkapazität mind. 125 g/m ² Flächengewicht: mind. 90 g/m ²
11		12	Kompresse	10cm x 10cm, Saugkapazität mind. 800 g/m ² , maximal paarweise steril verpackt
12		4	Augenkompressen	5cm x 7cm, Gewicht: mind. 1,5 g/Stück, einzeln steril verpackt
13		2	Kälte - Sofortkompressen	mindestens 200cm ² , ohne Vorkühlung, vorgegebene Lagerbedingungen beachten
14		2	Rettungsdecke	mindestens 210cm x 160cm, Mindestfoliendicke 12 µm, dauerhaft metallisierte Polyester-folie oder Material mit mindestens gleichwertigen Eigenschaften in Bezug auf Reflexionsvermögen, Temperaturbeständigkeit, nahtlos, mit Aluminium bedampft, Rückseite farbig, staubgeschützt verpackt
15		4	Fixierbinde	400cm x 6cm, einzeln staubgeschützt verpackt
16		4	Fixierbinde	400cm x 8cm, einzeln staubgeschützt verpackt
17		4	Dreiecktuch	96cm x 96cm x 136cm, staubgeschützt verpackt
18		1	Schere	mindestens 18cm lang, kniegebogen, nicht rostend
19		4	Folienbeutel	Mindestgröße 30cm x 40cm, Mindestfoliendicke 45 µm, verschließbar, aus Polyethylen
20		10	Vliesstoff-Tuch	mindestens 20cm x 30cm, flächenbezogene Masse mind. 15 g/m ²
21		8	Medizinische Einmalhandschuhe	nahtlos, groß, staubgeschützt verpackt
22		1	Erste-Hilfe-Broschüre	Der Informationsgehalt der Broschüre muss mindestens eine „Anleitung zu Ersten Hilfe“ beinhalten.
23		1	Inhaltsverzeichnis	

Datum:

Name: